

Krückenkapseln Tornado AIR

Extreme Stoßdämpfung und Haltbarkeit



Extrem stoßdämpfende und haltbare Kapseln



Leichte Krückenkapseln mit erhöhter Stoßdämpfung für aktive Menschen.

Die neue super robuste Krücken-Kapseln Tornado AIR sind leicht und haben ein Stoßdämpfung Effekt, der Erschöpfung und das Risiko von Muskelverletzungen verringert.

Durch diesen verbesserten Komfort und die höhere Dämpfung werden die langfristigen Schulterschäden vermieden.

Die Krückenkapseln Tornado AIR beugen dem Ausrutschen und Fallen auf nassen Oberflächen vor und sind besonders für sehr aktive Menschen empfohlen.

Mit ihrem Gewicht von 62 Gramm sind sie eine sehr attraktive Alternative für Menschen, die eine größere Aktivität ausüben und eine längere Haltbarkeit bei maximaler Sicherheit bei ihren Unterarmgehstützen und Gehstöcke anstreben.



Stoßdämpfung und Bequemlichkeit

Wenn es eine Sache gibt, die die von uns hergestellten Krücken auszeichnet, ist es ihre Ergonomie, die Tendonitis (Sehnenentzündung), Schmerzen in der Handfläche, der stützenden Hand und in den Schultern vermeidet.

Der Elastizitätsmodul ist bei den Krückenkapseln Tornado AIR 5x größer als bei den normalen Kapseln. Die Energie der Schlagwelle am Boden wird an erster Stelle dank der Krückenkapseln Tornado AIR angehalten und so werden Arme, Schultern und Rücken

geschont. Diese Stoßdämpfung, zusammen mit der einzigartigen Ergonomie und Design unserer Krücken und Gehstöcke, neutralisiert die Energie und den Einschlag auf Hände, Rücken und Schultern, was sichtlich den Komfort der Benutzer beim Gehen verbessert.

Bauweise

In der Krückenkapsel Tornado AIR ist eine große perforierte Stahlscheibe integriert, die mechanisch mit der umgebenden Hülle verbunden ist.

Die Scheibe kann große Krückenlasten aufnehmen und biegt sich, ohne dass die Scheibe ausgeworfen wird. Dadurch halten sie länger als gewöhnliche Krückenkapseln.

